

Precision™XS

Pipettierautomat für die Abarbeitung der MICRONAUT Resistenzplatten

▼ Was kann der Precision™XS?

Der Precision™XS (Hersteller: BioTek Instruments) dient der automatisierten Vorbereitung und Verteilung von bakteriellen Proben zur Empfindlichkeitsbestimmung mit dem MICRONAUT-System.

▼ Wie schnell ist der Precision™XS?

Pipettiert 50 Mikrotiterplatten (bis zu 200 Tests) in 2 Stunden.

▼ Weiterer Vorteil des Precision™XS?

Bouillonröhrchen und MICRONAUT-Reservoirs werden nicht benötigt.

▼ In Kombination mit dem BioStack™ lässt sich der Liquid-Handlingdurchsatz auf 50 Mikrotiterplatten zur automatisierten Abarbeitung erhöhen.

▼ Technische Daten

Maße: 51 x 76 x 56 cm
Gewicht: 29 kg
Software: Precision Power™ PC Software
Dispenser: 1-Kanal- und 8-Kanal-Pipette, sowie 8-Kanal Dispenser

